



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Reagenzglasgestelle, PP, für 21 Röhrchen bis Durchmesser 30 mm, weiß

17,49 € Ab

13,45 €

zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Weißes Gestell aus Polypropylen, standfest auch in bewegtem Wasser.
Alphanumerische Reihencodierung zur besseren Identifizierung der Gläser.
Die Gestelle werden gefaltet geliefert und sind leicht zusammenzustecken.
Stapelbar

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1268
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	6-2504
EAN	4058072206444
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Breite	126 mm
Höhe	88 mm
geeignet für	variable Anwendungen
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit besonderer chemikalischer Beständigkeit inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen Voluminalphanumerisch codiert
Anzahl Etagen	1
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Fachgröße	30 x 30 mm
Plätze (BxL)	3 x 7
Typ Gestell	Reagenzglasgestell
für Gefäße mit DM bis	30.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reagenzgläser/ Röhrchen Zentrifugenröhrchen

