



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Szintillationsgefäß-Gestell, 24 Plätze 30 mm Ø

62,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Stabiles Gestell mit 24 Öffnungen zur einfachen und bequemen Handhabung von Szintillationsgefäßen, zum Aufbewahren, Transportieren oder zur Probenaufbereitung. Hergestellt aus chemikalienbeständigem Polypropylen, autoklavierbar bis 121°C.

Stabile Ausführung mit 2 Tragegriffen.

Zwischenbordhöhe: 44 mm

Bohrungen:

3 Reihen mit 8 Löchern à 30 mm Ø

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-3107
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072035020
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Breite	125 mm
Höhe	93 mm
geeignet für	Fläschchen/ Vials
Racks Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Anzahl Etagen	1
DM Bohrung	30 mm
Fachgröße	30 x 30 mm
Plätze (BxL)	3 x 8
Typ Gestell	Szintillationsgefäßgestell
für Gefäße mit DM bis	30.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	20 ml
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	rund konisch. mit Standing
für Typ Fläschchen/Vial	Fläschchen. 30 mm Ø
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe

