



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Kombi-Kubus Gestell für Röhrrchen, 5 Stk/Pack

67,60 €  
zzgl. MwSt &  
Versand

### Product Images



## Beschreibung

---

Eines für alle!

Dieses vielseitige Gestell aus PP kann nach Bedarf neu zusammengesteckt werden.

Es bietet Platz für 4 x 50 ml Röhrchen, 10 x 15 ml konische Röhrchen, 12 x 12 mm Röhrchen (75 oder 100 mm lang) oder für 16 x 1,5 ml bis 2,0 ml Reaktionsgefäße.

Autoklavierbar bis 121°C.

Pack mit 5 farbig sortierten Gestellen in blau, grün, gelb, orange und pink.

Maße: 11 x 11 x 11 cm

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1829
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072058111
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	blau gelb grün orangepink
Material	Polypropylen (PP)
Breite	110 mm
Höhe	110 mm
geeignet für	variable Anwendungen
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit besonderer chemikalischer Beständigkeit inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Anzahl Etagen	1
für Gefäße mit Volumen bis	1.5 ml 2 ml 15 ml 50 ml
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Plätze (BxL)	variabel
Typ Gestell	Kombi-Rack für verschiedene Gefäße und Volumina
für Gefäße mit DM bis	11.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 30.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße Zentrifugenröhrchen

