



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Multismart Rack, weiß

18,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

In das **neoLabLine Multismart Rack** aus chemisch beständigem Polypropylen passt so gut wie alles rein. Stecken Sie einfach die Stifte nach individuellem Wunsch in die Platte und lagern oder transportieren Sie somit verschiedene Behälter und Gefäße.

Reagenzgläser, Platten, Fläschchen oder andere Gefäße mit unterschiedlichen Durchmessern finden einen festen und stabilen Halt im Rack. Das Multismart Rack ist ebenso als Abtropfgestell zu verwenden.

- Mit 105 Stiften für individuelle Bestückung
- Autoklavierbar

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1199
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072155759
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Breite	100 mm
Höhe	65 mm
Tiefe	230 mm
Racks Eigenschaften	für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
für Gefäße mit Volumen bis	10 ml
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe
Plätze (BxL)	7 x 17
Typ Gestell	Gestell für Reaktionsgefäße. PCR-Tubes. Kryoröhrchen
für Gefäße mit DM bis	12.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen

