



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Reagenzglasgestell PP, f. 18 mm Ø, 2 x 12 Plätze

63,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Reagenzglasgestelle, robust und strapazierfähig für den täglichen Laboreinsatz, aus naturfarbigem Polypropylen.

Sehr gute chemische Beständigkeit.

Verschraubungen aus Edelstahl.

Autoklavierbar bis 121°C.

Höhe: 65 mm

Lochdurchmesser:

14, 18, 22 und 30 mm

Biologische Eigenschaften: nicht toxisch auf Zellkulturen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-5159
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072071516
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Breite	64 mm
Höhe	65 mm
geeignet für	Reagenzgläser/ Röhren
Racks Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Anzahl Etagen	1
DM Bohrung	18 mm
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Plätze (BxL)	2 x 12
Typ Gestell	Reagenzglasgestell Zentrifugenröhrchengestell
für Gefäße mit DM bis	18.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reagenzgläser/ Röhren

