



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Reagenzglasgestelle für Autosampler, weiß, 4 x 10 Loch für Röhren mit 20 mm Ø

36,30 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Stapelbare Reagenzglasgestelle für Autosampler in verschiedenen Ausführungen

Die leicht zusammensteckbaren Gestelle sind aus robustem Polypropylen und damit problemlos autoklavierbar. Sie passen in alle gängigen Autosampler (entsprechende Größe) und sind ebenso standfest auch in bewegtem Wasser. Alphanumerische Reihencodierung zur besseren Identifizierung der Gläser.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	6-2542
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072156640
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Breite	104 mm
Höhe	64 mm
Racks Eigenschaften	inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina alphanumerisch codiert
DM Bohrung	20.5 mm
Plätze (BxL)	4 x 10
Typ Gestell	Kombi-Rack für verschiedene Gefäße und Volumina
für Gefäße mit DM bis	20.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer

