



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## neolab® Reagenzglasgestelle für Autosampler, rot, 3 x 7 Loch für Rörchen mit 30 mm Ø

**36,30 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images

---

## Beschreibung

---

### Stapelbare Reagenzglasgestelle für Autosampler in verschiedenen Ausführungen

Die leicht zusammensteckbaren Gestelle sind aus robustem Polypropylen und damit problemlos autoklavierbar. Sie passen in alle gängigen Autosampler (entsprechende Größe) und sind ebenso standfest auch in bewegtem Wasser. Alphanumerische Reihencodierung zur besseren Identifizierung der Gläser.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	6-2549
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072160715
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	rot
Material	Polypropylen (PP)
Breite	104 mm
Höhe	64 mm
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina alphanumerisch codiert
DM Bohrung	30.5 mm
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer
Plätze (BxL)	3 x 7
Typ Gestell	Kombi-Rack für verschiedene Gefäße und Volumina
für Gefäße mit DM bis	30.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen

