



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Rota-Rack für Reaktionsgefäße

61,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Farbenfroh und äußerst praktisch ist das Rota-Rack[®] in zwei Varianten für unterschiedliche Röhrchengrößen. Die vier farbigen Elemente (blau, grün, pink, gelb) sind miteinander verbunden, jedoch lässt sich jedes Element in die gewünschte Richtung drehen, so dass Röhrchen unterschiedlicher Größe in einem Rack aufbewahrt und transportiert werden können.

Autoklavierbar.

Rota-Rack[®] für Reaktionsgefäße

6 x 15 ml

9 x 1,5/2,0 ml

12 x 0,5/0,6 ml

32 x 0,2 PCR-Tubes / 4 x 8-er Strips

Maße: 208 x 100 x 100 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-6616
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072008123
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	blaugelb grün pink
Material	Polypropylen (PP)
Breite	100 mm
Höhe	100 mm
geeignet für	variable Anwendungen
Racks Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Anzahl Etagen	1
für Gefäße mit Volumen bis	0.2 ml 0.5 ml 0.6 ml 1.5 ml 2 ml
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Plätze (BxL)	variabel
Typ Gestell	Gestell für Reaktionsgefäße. PCR-Tubes. Kryoröhrchen Kombi-Rack für verschiedene Gefäße und Volumina
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	PCR-Reaktionsgefäße Reaktionsgefäße Zentrifugenröhrchen

