













Umsatzsteuer-Identifikationsnummer





## neoLab® Rota-Rack für große Röhrchen

63,70 € zzgl. MwSt & Versand

## **Product Images**



## **Beschreibung**

Farbenfroh und äußerst praktisch ist das Rota-Rack<sup>®</sup> in zwei Varianten für unterschiedliche Röhrchengrößen. Die vier farbigen Elemente (blau, grün, pink, gelb) sind miteinander verbunden, jedoch lässt sich jedes Element in die gewünschte Richtung drehen, so dass Röhrchen unterschiedlicher Größe in einem Rack aufbewahrt und transportiert werden können.

Autoklavierbar.

Rota-Rack<sup>®</sup>für große Röhrchen 2 x 50 ml 8 x 15 ml 6 x 16 bis 20 mm 10 x 10 bis 13 mm

Maße: 224 x 112 x 112 mm

## Zusätzliche Informationen

ArtNr.	2-6617
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072008130
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	blau gelb grün pink
Material	Polypropylen (PP)
Breite	112 mm
Höhe	112 mm
geeignet für	variable Anwendungen
Racks Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Anzahl Etagen	1
für Gefäße mit Volumen bis	15 ml 50 ml
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Plätze (BxL)	variabel
Typ Gestell	Kombi-Rack für verschiedene Gefäße und Volumina Zentrifugenröhrchengestell
für Gefäße mit DM bis	20.0 mm 13.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	PCR-Reaktionsgefäße Reaktionsgefäße Zentrifugenröhrchen

