



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Rota-Rack für große Röhren

63,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Farbenfroh und äußerst praktisch ist das Rota-Rack[®] in zwei Varianten für unterschiedliche Röhrchengrößen. Die vier farbigen Elemente (blau, grün, pink, gelb) sind miteinander verbunden, jedoch lässt sich jedes Element in die gewünschte Richtung drehen, so dass Röhrchen unterschiedlicher Größe in einem Rack aufbewahrt und transportiert werden können.

Autoklavierbar.

Rota-Rack[®] für große Röhrchen

2 x 50 ml

8 x 15 ml

6 x 16 bis 20 mm

10 x 10 bis 13 mm

Maße: 224 x 112 x 112 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-6617
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072008130
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	blaugelb grün pink
Material	Polypropylen (PP)
Breite	112 mm
Höhe	112 mm
geeignet für	variable Anwendungen
Racks Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Anzahl Etagen	1
Kapazität	variabel (abh. vom Gefäßvolumen)
Plätze (BxL)	variabel
Typ Gestell	Kombi-Rack für verschiedene Gefäße und Volumina Zentrifugenröhrchengestell
für Gefäße mit DM bis	20.0 mm 13.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	15 ml 50 ml
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	PCR-Reaktionsgefäße Reaktionsgefäße Zentrifugenröhrchen
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe

