



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLab® SlipLock Flipper® Rack für PCR- u. Reaktionsgefäße, Set

Sonderangebot

44,90 €

Normalpreis

56,50 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Das Set besteht aus 4 verschiedenfarbigen Racks sowie 2 Deckeln, die über jeweils 2 Racks passen. Die Racks können durch einfaches, gegenläufiges Schieben fest miteinander verbunden werden. Beliebig lang zur Workstation erweiterbar. Stapelbar.

Jedes Rack bietet Platz für:

- 24 Reaktionsgefäße 1,5 oder 2,0 ml, max. 11 mm Ø
- 16 Reaktionsgefäße 0,5 ml, max. 8 mm Ø
- 60 PCR-Röhrchen 0,1 oder 0,2 ml
- 5 12er PCR-Strips

2 verbundene Racks sind ideal für 1 96-Well MTP (unskirted, semi-skirted) oder 12 8er PCR-Strips.

Material: PP, temperaturbeständig von -80°C bis +121°C

Maße (L x B x H):

130 x 54 x 35 mm (Rack)

133 x 107 x 56 mm (2 Racks verbunden, mit Deckel)

Jedes Set enthält je 1 Rack in rot, blau, grün und gelb sowie 2 transparente Stülpedeckel.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2768
Hersteller (Marke)	neoLab
alte neoLab ArtikelNr.	2-2769
EAN	4058072068967
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	blau gelb grün rot
Material	Polypropylen (PP)
Breite	107 mm
Höhe	56 mm
geeignet für	variable Anwendungen
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckellin Sondergrößen erhältlich für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Anzahl Etagen	1
Plätze (BxL)	variabel
Typ Gestell	Gestell für Reaktionsgefäße. PCR-Tubes. Kryoröhrchen
für Gefäße mit DM bis	5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	0.1 ml 0.2 ml 0.5 ml 1.5 ml 2 ml
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	PCR-Reaktionsgefäße Reagenzgläser/ Röhrchen Reaktionsgefäße Zentrifugenröhrchen
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe

