



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Flaschenständer für 50 Fläschchen 11,6 mm Ø

72,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Praktische Flaschenständer aus transparentem Acryl, erleichtern den Transport und die Handhabung von Probenfläschchen.

Sicherer Stand, stapelbar durch Silikon-Füßchen.

Flaschenständer für 8 und 11 mm Ø auch für konische Fläschchen geeignet.

Best.-Nr. 7-0649

geeignet für: alle Fläschchen bis 11,6 mm Ø

Gewindeflaschen ND8

Kurzgewindeflaschen ND9

Gewindeflaschen ND10

Rollrandflaschen ND11

Schnappingflaschen ND11

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-0649
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072029142
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (klar)
Material	Polymethylmetacrylat (PMMA) (Acrylglas)
Breite	95 mm
Höhe	20 mm
Racks Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Anzahl Etagen	1
DM Bohrung	12 mm
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Plätze (BxL)	5 x 10
Typ Gestell	Fläschchen/Vial-Gestell
für Gefäße mit DM bis	12.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	konisch. mit Standing rund

