



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLab® BagRack, stapelbares Rack für Filterbeutel

98,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Das **Edelstahlrack** ist stapelbar und autoklavierbar.

Eine methodische und hygienische Aufbewahrung von Beuteln, die mit dem BagClip® verschlossen worden sind, ist damit gewährleistet.

Neu: Arbeiten an geöffneten Beuteln im Rack an allen Positionen möglich.

Für bis zu 12 Beutel mit 19 cm Breite.

Maße: 21 x 20 x 36 cm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1384
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072056360
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Breite	205 mm
Höhe	200 mm
für Typ Beutel	BagFilter 400 ml für BagMixer BagPage 400 ml für BagMixer Sterile Beutel für Bagmixer 400VW

