



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Gestell für Küvetten 10 mm, 3 x 4 Plätze, Modell A

39,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Küvettengestell aus PP für einen sicheren Halt von Spektrophotometer-Küvetten.

Das Design garantiert ein Minimum an direktem Kontakt.

Nur die Ecken der Küvetten kommen mit dem Gestell in Berührung.

Passend für Küvetten mit 10 mm Schichttiefe.

Best.-Nr. 6-2230

Kann Quarzküvetten nicht zerkratzen

Maße: 117 x 108 x 111 mm

Autoklavierbar bis 121°C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	6-2230
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072025540
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Breite	108 mm
Höhe	111 mm
Länge	117 mm
Tiefe	117 mm
geeignet für	Küvetten
Racks Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit
Typ Gestell	Küvettengestell
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe

