




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Gestell für Küvetten 10 mm, 3 x 4 Plätze, Modell B

43,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Küvettengestell aus PP für einen sicheren Halt von Spektrophotometer-Küvetten.

Das Design garantiert ein Minimum an direktem Kontakt.

Nur die Ecken der Küvetten kommen mit dem Gestell in Berührung.

Passend für Küvetten mit 10 mm Schichttiefe.

Best.-Nr. 6-2231

Hat zusätzlich ausgeformte Seitenteile zum sicheren Stapeln mehrerer Gestelle.

Maße: 114 x 111 x 111 mm

Autoklavierbar bis 121°C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	6-2231
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072025557
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Breite	111 mm
Höhe	111 mm
Länge	114 mm
Tiefe	114 mm
geeignet für	Küvetten
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit besonderer chemikalischer Beständigkeit
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Typ Gestell	Küvettengestell

