



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand Küvettenständer aus PP für 16 Küvetten

11,95 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Küvettengestell aus PP für einen sicheren Halt von Spektrophotometer-Küvetten.

Das Design garantiert ein Minimum an direktem Kontakt.

Nur die Ecken der Küvetten kommen mit dem Gestell in Berührung.

Passend für Küvetten mit 10 mm Schichttiefe.

Alle Modelle sind autoklavierbar bis 121°C

Best.-Nr. 6-2232/Original BRAND®

16 Plätze

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-2110
Hersteller (Marke)	Brand
alte neoLab ArtikelNr.	6-2232
EAN	4058072213374
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	grau
Material	Polypropylen (PP)
Breite	70 mm
Höhe	38 mm
Länge	210 mm
Tiefe	210 mm
Racks Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit
Typ Gestell	Küvettengestell
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe

