Deutschland



neoLab® Thermometergestell

Artikelbilder

neoLab



Beschreibung

Gestell für bis zu 25 Thermometer.

Loch-Ø oben und Mitte: 8 mm, unten: 3,2 mm. Abstand zwischen oberem u. unterem Deck: 105 mm

Maße: 149 x 213 x 251 mm Autoklavierbar bis 121°C

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	6-2276
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072025632
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Breite	149 mm
Höhe	251 mm
Länge	213 mm
Tiefe	213 mm
geeignet für	Thermometer
DM Bohrung	8 mm
Typ Gestell	Thermometergestell

