



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Moonlab® Reagenzglasgestell, 31 Plätze, Ø: 16 mm, autoklavierbar, 276x65x110 mm, weiß, 1 Stk

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Das weiße Gestell für Reagenzgläser verschiedener Größen. Die Plätze sind alphanumerisch markiert für eine einfache Sortierung. Aus stabilem Polypropylen gefertigt, und somit autoklavierbar und chemisch resistent gegen viele Chemikalien.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-0058
Hersteller (Marke)	Moonlab
EAN	4058072085766
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Breite	276 mm
Höhe	110 mm
Tiefe	65 mm
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit besonderer chemikalischer Beständigkeit inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina alphanumerisch codiert
Anzahl Etagen	1
DM Bohrung	16 mm
für Gefäße mit Volumen bis	16 ml
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe
Typ Gestell	Reagenzglasgestell
für Gefäße mit DM bis	15.5 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen

