



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Moonlab® Reagenzglasgestell, 20 Plätze, Ø: 20 mm, autoklavierbar, 325x74x126 mm, weiß, 1 Stk

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Bunte Gestelle für Reagenzgläser verschiedener Größen. Die Plätze sind alphanumerisch markiert für eine einfache Sortierung. Aus stabilem Polypropylen gefertigt, und somit autoklavierbar und chemisch resistent gegen viele Chemikalien.

Best.-Nr. 4-0077: 20 Plätze, weiß

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-0077
Hersteller (Marke)	Moonlab
EAN	4058072085919
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Breite	280 mm
Höhe	126 mm
Tiefe	74 mm
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit besonderer chemikalischer Beständigkeit inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina alphanumerisch codiert
Anzahl Etagen	1
DM Bohrung	20 mm
Plätze (BxL)	2 x 10
Typ Gestell	Reagenzglasgestell
für Gefäße mit DM bis	19,5 mm
für Gefäße mit Volumen bis	25 ml
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe

