



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Moonlab® Reagenzglasgestell, 31 Plätze, Ø: 13 mm, PP, autoklavierbar, 276x65x110 mm, blau 1 Stück

**9,90 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Bunte Gestelle für Reagenzgläser verschiedener Größen. Die Plätze sind alphanumerisch markiert für eine einfache Sortierung. Aus stabilem Polypropylen gefertigt, und somit autoklavierbar und chemisch resistent gegen viele Chemikalien.

Best.-Nr. 4-0090: 31 Plätze, blau

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-0090
Hersteller (Marke)	Moonlab
EAN	4058072087357
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	blau
Material	Polypropylen (PP)
Breite	276 mm
Höhe	110 mm
Tiefe	65 mm
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit besonderer chemikalischer Beständigkeit inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina alphanumerisch codiert
Anzahl Etagen	1
DM Bohrung	13 mm
für Gefäße mit Volumen bis	10 ml
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe
Typ Gestell	Reagenzglasgestell
für Gefäße mit DM bis	12.5 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen

