



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**neolab® Reagenzglasgestell weiß, ABS-  
Kunststoff, Z-Form, Ø: 17 mm, 225 x 114 x 60 mm,  
Temp.: ...90°C**

**8,95 €** Ab

**8,25 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images



## Beschreibung

---

Die Z-förmigen weißen Reagenzglasgestelle sind aus robustem ABS-Kunststoff gefertigt. Durch Ihre praktische Form lassen sich die Gestelle besonders platzsparend zusammenstecken, wenn Sie gerade nicht benötigt werden.

So bleibt Ihnen ausreichend Platz für andere Anwendungen in Ihrem Labor.

- $\varnothing = 17 \text{ mm}$
- 50 Plätze
- 225 x 114 x 60 mm (L x B x H)
- Temperaturbeständig bis 90 °C

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-6995
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072080716
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
Material	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Breite	225 mm
Höhe	60 mm
Tiefe	114 mm
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Anzahl Etagen	1
DM Bohrung	17 mm
Kapazität	50
Plätze (BxL)	5 x 10
Typ Gestell	Reagenzglasgestell
für Gefäße mit DM bis	17.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	15 ml
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer

