



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® Reagenzglasgestell blau, ABS-
Kunststoff, Z-Form, Ø: 17 mm, 225 x 114 x 60 mm,
Temp.: ...90°C**

8,95 € Ab

8,25 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die Z-förmigen blauen Reagenzglasgestelle sind aus robustem ABS-Kunststoff gefertigt. Durch Ihre praktische Form lassen sich die Gestelle besonders platzsparend zusammenstecken, wenn Sie gerade nicht benötigt werden.

So bleibt Ihnen ausreichend Platz für andere Anwendungen in Ihrem Labor.

- Ø = 17 mm
- 50 Plätze
- 225 x 114 x 60 mm (L x B x H)
- Temperaturbeständig bis 90 °C

Zusätzliche Informationen

| | |
|------------------------------|---|
| Art.-Nr. | 2-6996 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072080723 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Farbe | blau |
| Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Breite | 225 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Tiefe | 114 mm |
| Racks Eigenschaften | stapel-/zusammensteckbar für verschiedene Gefäßtypen/Volumina |
| Anzahl Etagen | 1 |
| DM Bohrung | 17 mm |
| für Gefäße mit Volumen bis | 15 ml |
| geeignet für Kühlung in | Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer |
| Plätze (BxL) | 5 x 10 |
| Typ Gestell | Reagenzglasgestell |
| für Gefäße mit DM bis | 17.0 mm |
| für Mikrogefäß-/Röhrchenform | für alle Formen |

