



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Acryl-Reagenzglasgestell f. 2 x 6 Gläser Ø 18 mm, 57 mm hoch

29,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Modell Klinikum Heidelberg aus eigener Werkstatt!

Stabile, massive Acrylglas-Reagenzglasgestelle mit fest verklebten Seitenwänden.

Schwere Ausführung mit dickem Boden.

Bestes Material, Original Acrylglas.

Hygienisch, leicht abwaschbar.

Extrem haltbar, 1 Jahr Garantie auf Verklebung und Verschraubung.

Sondergrößen auf Anfrage!

Zusätzliche Informationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Art.-Nr. | 1-5102 |
| Hersteller (Marke) | neoLabLine |
| EAN | 4058072035655 |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | transparent (klar) |
| Material | Polymethylmetacrylat (PMMA) (Acrylglas) |
| Breite | 155 mm |
| Höhe | 57 mm |
| Tiefe | 64 mm |
| geeignet für | Reagenzgläser/ Rörchen |
| Racks Eigenschaften | inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina |
| Anzahl Etagen | 1 |
| DM Bohrung | 18 mm |
| geeignet für Kühlung in | Gefrierschrank/ -truhe |
| Plätze (BxL) | 2 x 6 |
| Typ Gestell | Reagenzglasgestell |
| für Gefäße mit DM bis | 18.0 mm |
| für Mikrogefäß-/Rörchenform | für alle Formen |
| für Typ (Mikro-)Gefäß | Reagenzgläser/ Rörchen |

