



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolabLine Acryl-Reagenzglasgestell f. 2 x 12 Gläser Ø 18 mm, 57 mm hoch

**39,50 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Modell Klinikum Heidelberg aus eigener Werkstatt!

Stabile, massive Acrylglas-Reagenzglasgestelle mit fest verklebten Seitenwänden.

Schwere Ausführung mit dickem Boden.

Bestes Material, Original Acrylglas.

Hygienisch, leicht abwaschbar.

Extrem haltbar, 1 Jahr Garantie auf Verklebung und Verschraubung.

Sondergrößen auf Anfrage!

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-5104
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072035679
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Polymethylmetacrylat (PMMA) (Acrylglas)
Breite	322 mm
Höhe	57 mm
Tiefe	64 mm
geeignet für	Reagenzgläser/ Rörchen
Racks Eigenschaften	inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Anzahl Etagen	1
DM Bohrung	18 mm
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Plätze (BxL)	2 x 12
Typ Gestell	Reagenzglasgestell
für Gefäße mit DM bis	18.0 mm
für Mikrogefäß-/Rörchenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reagenzgläser/ Rörchen

