



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Acryl-Reagenzglasgestell f. 3 x 12 Gläser Ø 18 mm, 57 mm hoch

32,09 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Modell Klinikum Heidelberg aus eigener Werkstatt!

Stabile, massive Acrylglas-Reagenzglasgestelle mit fest verklebten Seitenwänden.

Schwere Ausführung mit dickem Boden.

Bestes Material, Original Acrylglas.

Hygienisch, leicht abwaschbar.

Extrem haltbar, 1 Jahr Garantie auf Verklebung und Verschraubung.

Sondergrößen auf Anfrage!

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-5105
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072035686
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Polymethylmetacrylat (PMMA) (Acrylglas)
Breite	322 mm
Höhe	57 mm
Tiefe	83 mm
geeignet für	Reagenzgläser/ Röhrchen
Racks Eigenschaften	inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Anzahl Etagen	1
DM Bohrung	18 mm
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Plätze (BxL)	3 x 12
Typ Gestell	Reagenzglasgestell
für Gefäße mit DM bis	18.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reagenzgläser/ Röhrchen

