



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Acryl-Reagenzglasgestell für 4 x 12 Gläser 18 mm Ø, 77 mm hoch

40,88 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Modell Klinikum Heidelberg aus eigener Werkstatt!

Stabile, massive Acrylglas-Reagenzglasgestelle mit fest verklebten Seitenwänden.

Schwere Ausführung mit dickem Boden.

Bestes Material, Original Acrylglas.

Hygienisch, leicht abwaschbar.

Extrem haltbar, 1 Jahr Garantie auf Verklebung und Verschraubung.

Sondergrößen auf Anfrage!

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-5115
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072035754
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Polymethylmetacrylat (PMMA) (Acrylglas)
Breite	322 mm
Höhe	77 mm
Tiefe	120 mm
geeignet für	Reagenzgläser/ Röhren
Racks Eigenschaften	inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Anzahl Etagen	1
DM Bohrung	18 mm
Plätze (BxL)	4 x 12
Typ Gestell	Reagenzglasgestell
für Gefäße mit DM bis	18.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reagenzgläser/ Röhren
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe

