



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Marienfeld Reagenzglasgestell, 4 x 10 Röhrrchen mit 20 mm Ø

9,00 € Ab

7,65 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Reagenzglasgestelle aus weißem Polypropylen mit 3 Etagen

- bruchunempfindlich
- für Wasserbad geeignet
- autoklavierbar
- stapelbar
- zerlegbar und platzsparend zu lagern

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MD-1422
Hersteller (Marke)	Marienfeld
alte neoLab ArtikelNr.	E-0702
EAN	4058072160166
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Breite	246 mm
Höhe	64 mm
Tiefe	104 mm
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina alphanumerisch codiert
DM Bohrung	20 mm
für Gefäße mit Volumen bis	30 ml 50 ml
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe
Plätze (BxL)	4 x 10
Typ Gestell	Reagenzglasgestell
für Gefäße mit DM bis	19.5 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen

