



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Reagenzglasgestell aus Edelstahl für 17 mm Ø, 3 x 12 Reihen

46,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Unverwüstliche Reagenzglasgestelle für alle Einsatzzwecke, aus 18/8 Stahl, poliert.
Für Reagenzgläser oder Zentrifugenröhrchen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-3130
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072035174
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Breite	250 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	70 mm
geeignet für	Reagenzgläser/ Röhrchen
Racks Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Anzahl Etagen	1
geeignet für Kühlung in	Stickstoffbehälter
Fachgröße	17 x 17 mm
Plätze (BxL)	3 x 12
Typ Gestell	Reagenzglasgestell
für Gefäße mit DM bis	17.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reagenzgläser/ Röhrchen

