















DE 143 450 657





neoLab® Reagenzglasgestell Holz für 6 Gläser, Loch-Ø 20 mm

7,85 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Ganz im Trend: ökologisch, nachwachsend, umweltfreundlich produziert! Reagenzglasgestelle aus Birken-Multiplex-Holz für 6 oder 12 Gläser. Wasserfest verleimt (BFU100 nach DIN 68705 TI.3).

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	E-7050
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072014919
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	holzfarben
Material	Holz
Breite	192 mm
Höhe	106 mm
Tiefe	40 mm
geeignet für	Reagenzgläser/ Röhrchen
Racks Eigenschaften	für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Anzahl Etagen	1
DM Bohrung	20 mm
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer
Plätze (BxL)	1 x 6
Typ Gestell	Reagenzglasgestell
für Gefäße mit DM bis	20.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reagenzgläser/ Röhrchen

