



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Schräggestell für Reagenzgläser 16-20 mm Ø

**84,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Zur einfachen und schnellen Vorbereitung z.B. von agar-media-slants.

Auf der einen Seite haben die Gläser einen Winkel von 5° (nützlich für aerobe Kulturen).

Auf der anderen Seite beträgt der Winkel 20° (gut geeignet für nicht-aerobe Kulturen - reduziert das Austrocknen von Substanzen während der Lagerung). Substanzgefüllte Reagenzgläser sind mit dem Gestell in aufrechter Lage autoklavierbar.

40 Plätze, alphanumerisch bezeichnet. Nicht stapelbar.

Maße: 267 x 152 x 130 mm (L x B x H).

Material: Polypropylen,  
autoklavierbar bis 121°C

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	6-2321
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072025731
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß
Material	Polypropylen (PP)
Breite	267 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	152 mm
geeignet für	Reagenzgläser/ Röhren
Racks Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen Voluminalphanumerisch codiert
Anzahl Etagen	1
DM Bohrung	20 mm
Plätze (BxL)	4 x 10
Typ Gestell	Reagenzglasgestell
für Gefäße mit DM bis	20.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reagenzgläser/ Röhren
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe

