




neoLab® 3 D-Rack für Reaktionsgefäße

Artikelbilder



Beschreibung

Dreidimensional lagern!

Rack mit 2 x 12 Reihen für bis zu 48 Reaktionsgefäße. Die Gefäße können mit leichter Neigung nach vorn oder nach hinten oder stehend gelagert werden.

Die Reihen sind alphanumerisch gekennzeichnet.

Mit abwischbarem Schriftfeld.

Lieferung inkl. je 1 roten und schwarzen Markierstift.

Farbe: pink

Maße: 203 x 146 x 42 mm (L x B x H)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-7591
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072041687
Farbe	rosa
Material	Polypropylen (PP)
Breite	146 mm
Höhe	42 mm
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhrchen
Racks Eigenschaften	mit mehreren Etagen mit besonderer chemikalischer Beständigkeit inkubatorgeeignet alphanumerisch codiert
Anzahl Etagen	2
DM Bohrung	11 mm
für Gefäße mit Volumen bis	1.5 ml 2 ml 2.2 ml
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Plätze (BxL)	4 x 12
Typ Gestell	Gestell für Reaktionsgefäße. PCR-Tubes. Kryoröhrchen
für Gefäße mit DM bis	11.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	konisch
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße

