



neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neoLabLine Acrylgestell für 4 x 12 Eppendorf- Reaktionsgefäße 2,2 ml

**39,36 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Verklebt und verschraubt, Modell Klinikum Heidelberg, schwere Ausführung. Höhe: 50 mm

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	1-5130
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072035815
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (klar)
Material	Polymethylmetacrylat (PMMA) (Acrylglas)
Breite	100 mm
Höhe	50 mm
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhrrchen
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar inkubatorgeeignet
Anzahl Etagen	1
DM Bohrung	11 mm
für Gefäße mit Volumen bis	2 ml 2.2 ml
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Plätze (BxL)	4 x 12
Typ Gestell	Gestell für Reaktionsgefäße. PCR-Tubes. Kryoröhrrchen
für Gefäße mit DM bis	11.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrrchenform	konisch
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße

