













Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



## neoLabLine Acrylgestell für 2 x 12 Eppendorf-Reaktionsgefäße 0,5 ml

19,98 € zzgl. MwSt & Versand

## **Product Images**



## Beschreibung

Verklebt und verschraubt, Modell Klinikum Heidelberg, schwere Ausführung. Höhe: 50 mm

## Zusätzliche Informationen

ArtNr.	1-5134
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072035846
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (klar)
Material	Polymethylmetacrylat (PMMA) (Acrylglas)
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhrchen
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar inkubatorgeeignet
Anzahl Etagen	1
DM Bohrung	11 mm
für Gefäße mit Volumen bis	0.5 ml
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Plätze (BxL)	2 x 12
Typ Gestell	Gestell für Reaktionsgefäße. PCR-Tubes. Kryoröhrchen
für Gefäße mit DM bis	5.5 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	konisch
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße

