



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Acryl-Gestelle 2 x12 Loch, rot für Eppendorf-Reaktionsgefäße

46,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rote Gestelle für 24 Reaktionsgefäße 1,5 ml.

Stabile, massive Acrylglas-Gestelle mit fest verklebten und verschraubten Seitenwänden. Schwere Ausführung mit dickem Boden.

Seitenwand und Deckplatte rot.

Bestes Material, Original Acrylglas

Hygienisch, leicht abwaschbar.

Extrem haltbar.

Maße: 270 x 50 x 50 mm (L x B x H)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-5068
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072035631
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	rot
Material	Polymethylmetacrylat (PMMA) (Acrylglas)
Breite	100 mm
Höhe	50 mm
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhrrchen
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar inkubatorgeeignet
Anzahl Etagen	1
DM Bohrung	11 mm
für Gefäße mit Volumen bis	1.5 ml
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Plätze (BxL)	4 x 12
Typ Gestell	Gestell für Reaktionsgefäße. PCR-Tubes. Kryoröhrrchen
für Gefäße mit DM bis	11.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrrchenform	konisch
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße

