



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLabLine Acryl-Gestelle blau für Eppendorf- Reaktionsgefäße 2x6 Loch

35,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Blaue Gestelle für 12 Reaktionsgefäße 1,5 ml.

Stabile, massive Acrylglas-Gestelle mit fest verklebten und verschraubten Seitenwänden. Schwere Ausführung mit dickem Boden.

Bestes Material, Original Acrylglas.

Hygienisch, leicht abwaschbar ,extrem haltbar.

Maße: 145 x 50 x 50 mm (L x B x H)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-5061
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072035563
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	blau
Material	Polymethylmetacrylat (PMMA) (Acrylglas)
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhrrchen
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar inkubatorgeeignet
Anzahl Etagen	1
DM Bohrung	11 mm
Plätze (BxL)	2 x 6
Typ Gestell	Gestell für Reaktionsgefäße. PCR-Tubes. Kryoröhrrchen
für Gefäße mit DM bis	11.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	1.5 ml
für Mikrogefäß-/Röhrrchenform	konisch
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe

