













Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



neoLabLine Acryl-Gestelle 4 x12 Loch, blau für Eppendorf-Reaktionsgefäße

95,90 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Blaue Gestelle für 48 Reaktionsgefäße 1,5 ml.

Stabile, massive Acrylglas-Gestelle mit fest verklebten und verschraubten Seitenwänden. Schwere Ausführung mit dickem Boden.

Seitenwand und Deckplatte blau.

Bestes Material, Original Acrylglas.

Hygienisch, leicht abwaschbar.

Extrem haltbar.

Maße: 270 x 100 x 50 mm (L x B x H)

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	1-5064
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072035594
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	blau
Material	Polymethylmetacrylat (PMMA) (Acrylglas)
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhrchen
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar inkubatorgeeignet
Anzahl Etagen	1
DM Bohrung	11 mm
für Gefäße mit Volumen bis	1.5 ml
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Plätze (BxL)	2 x 12
Typ Gestell	Gestell für Reaktionsgefäße. PCR-Tubes. Kryoröhrchen
für Gefäße mit DM bis	11.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	konisch
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße

