



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolabLine Acryl-Gestelle 4 x12 Loch, rot für Eppendorf-Reaktionsgefäße

**95,90 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Rote Gestelle für 48 Reaktionsgefäße 1,5 ml.

Stabile, massive Acrylglas-Gestelle mit fest verklebten und verschraubten Seitenwänden. Schwere Ausführung mit dickem Boden.

Seitenwand und Deckplatte rot.

Bestes Material, Original Acrylglas.

Hygienisch, leicht abwaschbar.

Extrem haltbar.

Maße: 270 x 100 x 50 mm (L x B x H)

## Zusätzliche Informationen

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Art.-Nr.                   | 1-5065   |
| Hersteller (Marke)         | neoLabLine   |
| EAN                        | 4058072035600                                      |
| autoklavierbar bei 121°C   | Nein   |
| Farbe                      | rot  |
| Material                   | Polymethylmetacrylat (PMMA) (Acrylglas)            |
| Breite                     | 50 mm  |
| Höhe                       | 50 mm  |
| geeignet für               | Mikrogefäße/ Röhren                                |
| Racks Eigenschaften        | stapel-/zusammensteckbarinkubatorgeeignet          |
| Anzahl Etagen              | 1  |
| DM Bohrung                 | 11 mm  |
| Plätze (BxL)               | 2 x 12   |
| Typ Gestell                | Gestell für Reaktionsgefäße. PCR-Tubes. Kryoröhren |
| für Gefäße mit DM bis      | 11.0 mm  |
| für Gefäße mit Volumen bis | 1.5 ml   |
| für Mikrogefäß-/Röhrenform | konisch  |
| für Typ (Mikro-)Gefäß      | Reaktionsgefäße                                    |
| geeignet für Kühlung in    | Gefrierschrank/ -truhe                             |

