



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Acrylgestell für 5 ml Eppendorf- Gefäße

43,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Stabiles, massives Acrylglas-Gestell mit fest verklebten und verschraubten Seitenteile.

- passend für 5 ml Eppendorf-Reaktionsgefäße
- 2 x 8 Plätze
- Bohrungen sind numerisch gekennzeichnet
- leicht abwaschbar
- extrem haltbar

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-5125
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072035792
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (klar)
Material	Polymethylmetacrylat (PMMA. PXM) (Acrylglas)
Breite	50 mm
Höhe	55 mm
Anzahl Etagen	1
DM Bohrung	17 mm
für Gefäße mit Volumen bis	5 ml
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank
Plätze (BxL)	2 x 8
Typ Gestell	Gestell für Reaktionsgefäße. PCR-Tubes. Kryoröhrchen
für Gefäße mit DM bis	16.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	konisch

