



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLab® Combi-Rack für PCR-Tubes u. Reaktionsgef. mit Deckel, gelb

Sonderangebot

26,50 €

Normalpreis

33,40 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Stabiles Rack aus Polypropylen zur Lagerung verschieden großer Gefäße, mit transparentem PP-Deckel.

24 Plätze für Reaktionsgefäße 1,5 ml ,16 Plätze für Reaktionsgefäße 0,5 ml.

Herausnehmbarer Einsatz für 96 (8 x 12) PCR-Tubes.

Stapelbar, autoklavierbar bis 121°C.

Maße:

210 x 115 mm (L x B)

120 x 85 mm (L x B) PCR-Einsatz

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2760
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072068912
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	gelb
Material	Polypropylen (PP)
steril	Nein
Breite	115 mm
Höhe	78 mm
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhren
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina alphanumerisch codiert
Anzahl Etagen	1
Plätze (BxL)	variabel
Typ Gestell	Gestell für Reaktionsgefäße. PCR-Tubes. Kryoröhren
für Gefäße mit DM bis	5.5 mm 11.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	0.5 ml 1.5 ml 2 ml
für Mikrogefäß-/Röhrenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße PCR-Reaktionsgefäße
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer

