



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Combi-Rack für Reaktionsgefäße, 96 Plätze, gelb

29,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Beidseitig verwendbares Rack für Reaktionsgefäße

Oberseite für 1,5 u. 2 ml Gefäße

Unterseite für 0,5 ml Gefäße

Maße: 210 x 115 x 28 mm

Material: PP, autoklavierbar bis 121°C

Zubehör: Transparenter Deckel aus PP (Best.Nr. 2-2595)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2570
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072061333
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	gelb
Material	Polypropylen (PP)
Breite	115 mm
Höhe	28 mm
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhren
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit besonderer chemikalischer Beständigkeit inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina Verschluss/Deckel als Zubehör erhältlich
Anzahl Etagen	1
Kapazität	96
Plätze (BxL)	8 x 12
Typ Gestell	Gestell für Reaktionsgefäße. PCR-Tubes. Kryoröhren
für Gefäße mit DM bis	5.5 mm 11.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	0.5 ml 1.5 ml 2 ml
für Mikrogefäß-/Röhrenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße PCR-Reaktionsgefäße
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe

