



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolabLine Combi-Rack für Reaktionsgefäße, 96 Plätze, blau

**29,50 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



# Beschreibung

---

## Beidseitig verwendbares Rack für Reaktionsgefäße

**Oberseite** für 1,5 u. 2 ml Gefäße

**Unterseite** für 0,5 ml Gefäße

**Maße:** 210 x 115 x 28 mm

**Material:** PP, autoklavierbar bis 121°C

Zubehör: Transparenter Deckel aus PP (Best.Nr. 2-2595)

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2574
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072061371
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	blau
Material	Polypropylen (PP)
Breite	115 mm
Höhe	28 mm
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhren
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit besonderer chemikalischer Beständigkeit inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina Verschluss/Deckel als Zubehör erhältlich
Anzahl Etagen	1
für Gefäße mit Volumen bis	0.5 ml 1.5 ml 2 ml
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Plätze (BxL)	8 x 12
Typ Gestell	Gestell für Reaktionsgefäße. PCR-Tubes. Kryoröhren
für Gefäße mit DM bis	5.5 mm 11.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße PCR-Reaktionsgefäße

