



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Combi-Rack mit Schnappdeckel für 96 Reaktionsgefäße, grün

**15,60 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Aufbewahrungsrack mit Schnappdeckel für

- 96 Reaktionsgefäße 0,5 ml auf einer Seite oder
- 96 Reaktionsgefäße 1,5/2,0 ml auf der anderen Seite.

Ein Raster auf der Seite für die 0,5 ml Röhrchen erleichtert den Überblick.

Die Seite für 1,5/2,0 ml Röhrchen ist mit erhabenen Lochumrandungen versehen, um die Röhrchen leichter aus dem Rack heben zu können.

Material: Polypropylen

Plätze: 8 x 12

Maße: 246 x 121 x 50 mm

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1838
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072058180
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	grün
Material	Polypropylen (PP)
Breite	121 mm
Höhe	50 mm
geeignet für	Mikrogefäße/ Röhren
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit besonderer chemikalischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel inkubatorgeeignet für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Anzahl Etagen	1
Kapazität	96
Plätze (BxL)	8 x 12
Typ Gestell	Gestell für Reaktionsgefäße. PCR-Tubes. Kryoröhren
für Gefäße mit DM bis	5.5 mm 11.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	0.5 ml 1.5 ml 2 ml
für Mikrogefäß-/Röhrenform	für alle Formen
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße PCR-Reaktionsgefäße
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe

