



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Kombirack f. PCR-Röhrchen, PP, 24 x 0.2 ml, 14 x 0.5 ml, 12 x 1.5/2.0 ml, pink

Sonderangebot

5,00 €

Normalpreis

7,50 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Kombirack für PCR-Röhrchen

Das pinke dreistufige Kombirack für PCR-Röhrchen ist aus Polypropylen gefertigt und dadurch autoklavierbar. Durch die praktische dreistufige Form bietet das Kombirack Platz für folgende Reaktionsgefäße:

- 24 x 0.2 ml
- 14 x 0.5 ml
- 12 x 1.5/2.0 ml

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-3097
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072087463
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	pink
Material	Polypropylen (PP)
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit mehreren Etagen für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Anzahl Etagen	3
Kapazität	50
Plätze (BxL)	2 x 12 2 x 7 2 x 6
Typ Gestell	Kombi-Rack für verschiedene Gefäße und Volumina
für Gefäße mit DM bis	13.0 mm
für Gefäße mit Volumen bis	0.2 ml 0.5 ml 1.5 ml 2 ml
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	konisch rund
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank

