



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Kombirack f. PCR-Röhrchen, PP, 24 x 0.2 ml, 14 x 0.5 ml, 12 x 1.5/2.0 ml, transparent

Sonderangebot


**5,00 €**

Normalpreis

**7,50 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



# Beschreibung

## Kombirack für PCR-Röhrchen

Das transparente dreistufige Kombirack für PCR-Röhrchen ist aus Polypropylen gefertigt und dadurch autoklavierbar. Durch die praktische dreistufige Form bietet das Kombirack Platz für folgende Reaktionsgefäße:

- 24 x 0.2 ml
- 14 x 0.5 ml
- 12 x 1.5/2.0 ml

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-3099
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072087487
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Racks Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit mehreren Etagen für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Anzahl Etagen	3
für Gefäße mit Volumen bis	0.2 ml 0.5 ml 1.5 ml 2 ml
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank
Plätze (BxL)	2 x 12 2 x 7 2 x 6
Typ Gestell	Kombi-Rack für verschiedene Gefäße und Volumina
für Gefäße mit DM bis	13.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	konisch rund

