



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Kryoröhrchen-Halter Aluminium, 290 mm lang, 12 Stck./Pack

32,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Halter aus Aluminium zum Einklemmen der Kryovials, bis zu 5 Stück 1,2 ml oder 2 ml Kryoröhrchen mit 12,5 mm Ø.
Zur Lagerung der Röhrchen in Flüssig-Stickstoff-Tanks oder Dewargefäßen.
Gesamtlänge: 290 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-8029
Hersteller (Marke)	neolab
EAN	4058072041847
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Länge	290 mm
Racks Eigenschaften	für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
für Gefäße mit Volumen bis	2 ml
geeignet für Kühlung in	Stickstoffbehälter
Plätze (BxL)	5 x 1
Typ Gestell	Kryoröhrchen-Gestell
für Gefäße mit DM bis	12.5 mm

