



Thermo Scientific Matrix™ Reagenzien-Reservoirs

Artikelbilder



Beschreibung

Matrix™ Reagenzienreservoirs Schaffen Sie Platz für eine Vielzahl von Anwendungen mit den eigens entwickelten, innovativen Reagenzien-Reservoirs. Verpackung: 10 Beutel je 10 Kapazität (metrisch): 100 ml Typ: Reagenzienvorratsgefäß Unit Size: Pack of 100

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TA-0404
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
EAN	4066292338852
Bruttogewicht	1.484
Farbe	Weiß
Material	Polystyrol (PS)
Ursprungsland	USA
steril	Nein
Verpackungsvolumen	0.01300000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

