



## Thermo Scientific Matrix™ Reagenzien-Reservoirs

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Matrix™ Reagenzien-Reservoirs, 25 ml, mit Unterteilung, Beutel Schaffen Sie Platz für eine Vielzahl von Anwendungen mit den eigens entwickelten, innovativen Reagenzien-Reservoirs. Verpackung: 10 Beutel je 10 Kapazität (metrisch): 25 ml Typ: Reagenzien-Vorratsgefäße mit Unterteilung Unit Size: Pack of 100

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	TA-0408
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
EAN	4066292338883
Bruttogewicht	1
Farbe	Weiß
Material	Polystyrol (PS)
Ursprungsland	USA
steril	Nein
Verpackungsvolumen	0.00900000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

