











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :

DE 143 450 657



Moonlab® Rack f. Reaktionsgefäße (1.5/2.0 ml), 24 Plätze, gelb, PC, 1 Stk

4,16 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Dieses gelbe Rack für 1,5 und 2,0 ml Reaktionsgefäße, weist ein ergonomisches Design auf. Mit dem erhöhten Boden, lassen sich die Reaktionsgefäße leicht entnehmen. Das Rack ist alphanumerisch codiert, und kann gestapelt werden (leer oder gefüllt).

Das Rack ist aus Polycarbonat und autoklavierbar.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	4-0019
Hersteller (Marke)	Moonlab
EAN	4058072085162
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	gelb
Material	Polycarbonat (PC)
Breite	100 mm
Höhe	59 mm
Racks Eigenschaften	für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
Anzahl Etagen	1
DM Bohrung	13 mm
für Gefäße mit Volumen bis	1.5 ml 2 ml
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank
Plätze (BxL)	4 x 6
für Gefäße mit DM bis	13.0 mm
für Mikrogefäß-/Röhrchenform	konisch rund

