



Thermo Scientific RESERVOIR, CONVOLUTED, ST, 1X300

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene™ Einweg-Reagenzienvorratsgefäße für die Automation aus Polypropylen Verlängern Sie den unbeaufsichtigten Betrieb und steigern Sie die Assay-Effizienz mit diesen Einweg-Robot-Reservoirs aus Polypropylen, die im Standard-Mikrotiterplattenformat mit 300 ml Volumen erhältlich sind. Zertifizierung/Konformität: Erfüllt die Empfehlungen der US American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) Farbe: Naturfarben Abmessungen (L x B x H): 86 x 128 x 43 mm (3,4 x 5 x 1,75 in.) Höhe (angloamerikanisch): 1,75 in. Länge (angloamerikanisch): 3,4 in. Anzahl pro Karton: 40 Anzahl pro Packung: 4 Breite (angloamerikanisch): 5 in. Bodenform: mit Vertiefungen Kapazität (metrisch): 300 mL Plate Compatibility: 96-Well-Platten Typ: Behälter Unit Size: Case of 40

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0069
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
EAN	4066292465145
Bruttogewicht	2.08
Ursprungsland	USA
Verpackungsvolumen	0.02600000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

