



Thermo Scientific RESERVOIR,FLAT,STERILE,1X300ML

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene™ Einweg-Reagenzienvorratsgefäße für die Automation aus Polypropylen Verlängern Sie den unbeaufsichtigten Betrieb und steigern Sie die Assay-Effizienz mit diesen Einweg-Robot-Reservoirs aus Polypropylen, die im Standard-Mikrotiterplattenformat mit 300 ml Volumen erhältlich sind. Zertifizierung/Konformität: Erfüllt die Empfehlungen der US American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) Farbe: Naturfarben Abmessungen (L x B x H): 86 x 128 x 43 in. (3.4 x 5 x 1.75 mm) Höhe (angloamerikanisch): 1.75 Zoll Höhe (metrisch): 43 mm Länge (angloamerikanisch): 3.4 Zoll Länge (metrisch): 86 mm Anzahl pro Karton: 40 Anzahl pro Packung: 4 Breite (angloamerikanisch): 5 Zoll Breite (metrisch): 128 mm Kapazität (metrisch): 300 ml Plate Compatibility: Einzel-, 6-Well-Platten, 12-Well-Platten, 96-Well-Platten, 384-Well-Platten, 1536-Well-Platten Typ: Behälter Unit Size: Case of 40

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0067
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
EAN	4066292465121
Bruttogewicht	2.1
Ursprungsland	USA
Verpackungsvolumen	0.02600000 ccm
Zolltarifnummer	39269097

